



## Schneller sicher entscheiden mit dem Triage System

### Das Triage MeterPro bietet schnell und einfach diagnostische Daten in Laborqualität

- Quantitative Patientenergebnisse in nur 15-20 Minuten
- Umfangreiche Testpalette
- Einzel- und Multimarkerpanel
- Next Generation Troponin I mit Cut-off an der 99. Perzentile
- Einfaches Handling
- Einfache Anbindung an LIS/KIS und Praxissoftware
- Integrierter Drucker
- Interne Qualitätssicherung bei jeder Messung
- QK-Sperrfunktionen

Die kardialen Parameter sind auf Einzelpanel und in verschiedenen Kombinationen auf Multimarkerpanel erhältlich, z. B. auf dem Triage Profiler SOB™ (Shortness of Breath) Panel: **Troponin I, Myoglobin, CK-MB, BNP, D-Dimer.**

Triage-Ergebnisse unterstützen Diagnose, Prognose und Management bei kritischen Erkrankungen und Gesundheitszuständen wie

#### Brustschmerz und Dyspnoe

– akuter Myokardinfarkt	<b>Next Generation Troponin I, Myoglobin, CK-MB, BNP, NT-proBNP</b>
– Herzinsuffizienz	<b>BNP, NT-proBNP</b>
– Lungenembolie / thromboembolische Ereignisse	<b>D-Dimer</b>

#### Drogen-Nachweise (qualitativ)



### Einfache Testdurchführung

**1** Blutprobe mit beiliegender Pipette auf Panel auftragen.



**2** Panel in das Triage MeterPro einführen.



**3** Ergebnis vom Display ablesen und vom Messgerät ausdrucken.



	Ziffer	Betrag	Ziffer	1,0 fach	1,15 fach
<b>Abrechnung als allgemeine Laboratoriumsuntersuchung</b>					
<b>Kardiale Parameter</b>					
Troponin I	32150	11,25 €	4291	20,40 €	23,46 €
CK-MB	32092 <sup>1</sup>	(1,15 €)	3788	11,66 €	13,41 €
Myoglobin	32134 <sup>1</sup>	(3,00 €)	3756	11,66 €	13,41 €
BNP / NT-proBNP	32097 <sup>2</sup>	19,40 €	4069 <sup>3</sup>	29,15 €	33,52 €
D-Dimer quant.			3938	20,98 €	24,13 €
D-Dimer qual.	32117 <sup>4</sup>	4,60 €			
<b>Triage TOX Drug Screen Panel</b>					
Amph./Metamph.	32140	3,05 €	4151	14,57 €	16,76 €
Barbiturate	32141	3,05 €	4153	14,57 €	16,76 €
Benzodiazepine	32142	3,05 €	4154	14,57 €	16,76 €
Cannabinoide	32143	3,05 €	4155	14,57 €	16,76 €
Kokain	32144	3,05 €	4158	14,57 €	16,76 €
Methadon	32145	3,05 €	4168	14,57 €	16,76 €
Opiate	32146	3,05 €	4172	14,57 €	16,76 €
Phencyclidin	32147	3,05 €	4182	14,57 €	16,76 €
Trizykl. Antidepr.			4182	14,57 €	16,76 €
Paracetamol			4152	14,57 €	16,76 €
<b>Abrechnung als spezielle Laboratoriumsuntersuchung (früher O III)<sup>6</sup></b>					
D-Dimer quantitativ	32212 <sup>5</sup>	17,80 €			
Drogen	32292 <sup>5,6</sup>	20,30 €			
Arzneimittel	32293 <sup>5,6</sup>	10,40 €			

Angaben unverbindlich

1 Nicht neben der Leistung nach Nr. 32150 berechnungsfähig.

2 Nur berechnungsfähig bei Erbringung und Qualitätssicherung in eigener Praxis oder bei Überweisung. Nicht berechnungsfähig bei Bezug der Analyse aus Laborgemeinschaften.

3 Hormonbestimmung mittels Ligandenassay – einschließlich Doppelbestimmung und aktueller Bezugskurve. Bei z. B. nur Einfachbestimmung kann nur eine 2/3-Gebühr berechnet werden (2/3 von 43,72 € = 29,15 €). Untersuchungen mit ähnlichem methodischem Aufwand. Die untersuchten Parameter sind in der Rechnung anzugeben.

4 Qualitativer Nachweis; nicht neben Gebührenordnungsposition 32027 abrechenbar.

5 Die Berechnung der Gebührenordnungspositionen des Abschnitts 32.3 setzt eine Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung nach der Vereinbarung zu den Laboratoriumsuntersuchungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V voraus.

6 Qualitativer Nachweis einer oder mehrerer Substanzen unter Angabe der Substanzen oder Substanzgruppen.

Allgemeine Laboratoriumsuntersuchungen können laut EBM 32.2 im Gegensatz zu den Speziellen Laboratoriumsuntersuchungen (früher O III) von jedem Vertragsarzt ohne eine gesonderte Genehmigung der kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet werden.

**Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gerne. +49 (0)7154 806 23-0**