


cobas u 411 Analysesystem

*Das teilautomatische System
für den Urinarbeitsplatz*



cobas u 411 Analysesystem

Für schnelle und einfach reproduzierbare Ergebnisse in der Urinanalytik

Schnell:

- Auswertung der Teststreifen ohne manuelles Ablesen beschleunigt die Analyse der Urinproben
- Möglichkeit zur Eingabe von Patientendaten über die Labor EDV oder einen optionalen Barcodeleser

Verringert den Ressourcen-Einsatz und beschleunigt die Turn Around Time

Strukturiert:

- Eingabe manueller Mikroskopie-Befunde über das Sediment-Terminal ermöglicht eine bessere Übersichtlichkeit der Patientendaten
- Teststreifen- und Mikroskopie-Befunde auf einem einzigen Ausdruck vereinfacht die Dokumentation der Daten

Den Überblick behalten – mit Hilfe der übersichtlichen Datenverwaltung



Individuell:

- Kontinuierliche Instrumentenbeladung ohne Messtaktvorgabe
- Individuelle Einstellungsmöglichkeiten der Benutzersoftware für den Betrieb und das Ergebnis-Reporting vereinfacht die Auswertung

Auf Sie zugeschnitten – durch hohen Bedienkomfort bei individuellem Arbeitstempo

Combur-Test® Streifen:

- Präzise und qualitativ hochwertige Ergebnisse
- Weitgehende Vitamin C-Entstörung für die Testfelder Glukose und Blut
- Nylonnetztechnologie statt geklebter Parameterflächen vereinfacht das Arbeiten

Jahrelange Erfahrung und erprobte Teststreifentechnologie




Ideal für einen Durchsatz von 50–100 Urinproben / Tag

600 Teststreifen / h

Speicherung von 1000 Befunden

Schnelle Ergebniserfassung für die Sedimentanalyse

Über 50 Jahre Erfahrung



01 Nylonnetz 03 Reagenzpapier
02 Trägerfolie 04 Saugpapier

Teststreifen Aufbau