

BloodScience Workcell

Die Verbindung von Hämatologie
und Hämostaseologie



BloodScience Workcell

Hämostaseologie

Hämatologie



Spitzentechnologie vereint
in einem Workflow

BloodScience Workcell

- ✓ Die XR-Serie bietet zahlreiche Analysemöglichkeiten vom Blutbild bis zu tiefergehenden Einblicken bei Auffälligkeiten der Blutzellen.
- ✓ Die Hämatologieautomation kann mit Systemen für die Analyse von HbA_{1c}, Blutsenkungsgeschwindigkeit sowie die Erstellung von Ausstrichen und deren morphologische Analyse erweitert werden.
- ✓ Mit der CN-Serie ist ein umfangreiches Portfolio an Routine- und Spezialtests für die Hämostaseologie verfügbar.
- ✓ Der Probensortierer TS-10 verbindet beide Automationslinien und übernimmt die Erkennung, Sortierung und Archivierung der Probenröhrchen.
- ✓ Das Workflow- und Ergebnismanagement ermöglicht die *Extended IPU*.
- ✓ Die Modularität des XR-9000 und der CN-Serie gewährleistet flexible Konfigurationen und somit die optimale Lösung für jedes Labor.

