



# SENTiFIT<sup>®</sup> 800

## Vollautomatische Stuhldiagnostik



# Vielseitig und leistungsstark

Sysmex kennt seit vielen Jahren die Anforderungen im diagnostischen Labor – vom Point-of-Care-System bis hin zur kompletten Laborautomation. Mit dem SENTiFIT® 800 und den SENTiFIT®-Probenröhrchen bietet Sysmex eine vollautomatisierte Hochdurchsatz-Plattform der immunologischen Stuhldiagnostik – für schnelle und zuverlässige Ergebnisse.



## Ihre Vorteile auf einen Blick

### Zeitersparnis durch einfache Handhabung

- ✓ Hochdurchsatz: bis zu 550 Proben/Stunde
- ✓ Reagenzienkapazität für bis zu 11.000 Proben
- ✓ Kontinuierliche Beladung des Rack Handlers während der Messung
- ✓ Parallele Messung unterschiedlicher Assays

### Sicherheit mit durchdachter Technologie

- ✓ Keine Probenvorbereitung nötig
- ✓ Röhrchen mit durchstechbarem Deckel
- ✓ Automatische Verdünnung bei erhöhter Analytkonzentration
- ✓ Dauerhafte Kühlung der Reagenzien im Gerät

## Ausgewählte Spezifikationen

Technologie	Klinisch-chemischer Analyser für die quantitative immunturbidimetrische Bestimmung verschiedener Antigene in Stuhlproben
Durchsatz	Bis zu 550 Proben/Stunde
Zubehör	Rack Handler RH-150, Barcode-Leser
Kapazität Rack Handler	75 Proben (kontinuierliches Nachladen möglich)
Abmessungen/Gewicht B × H × T [mm/kg]	SENTiFIT® 800: 1300 × 1150 × 850/300 Rack Handler RH-150: 890 × 924 × 850/110



Scannen Sie den QR-Code und  
sehen Sie den virtuellen SENTiFIT® 800  
in Ihrem Labor.

SENTiFIT® ist eine Marke in verschiedenen Ländern, die exklusiv an SENTINEL CH. SpA lizenziert ist.

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH · [www.sysmex.de](http://www.sysmex.de)

Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG · [www.sysmex.ch](http://www.sysmex.ch)

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH · [www.sysmex.at](http://www.sysmex.at)

Hersteller: SENTINEL CH. SpA · [www.sentinel diagnostics.com](http://www.sentinel diagnostics.com)

[www.sysmex.de/sentifit](http://www.sysmex.de/sentifit) | [www.sysmex.ch/sentifit](http://www.sysmex.ch/sentifit) | [www.sysmex.at/sentifit](http://www.sysmex.at/sentifit)