

Immunologische Stuhldiagnostik

SENTiFIT[®] pierceTubes


Automation vom
Probeneingang bis zur Analyse



Optimieren Sie Ihre Prozesse mit SENTiFIT®

Die runde Form der SENTiFIT® pierceTubes ist Ihre Lösung für die nahtlose Verarbeitung immunologischer Stuhltest-Röhrchen im Probensortierer. Von der Handhabung bis zur Rack-Bestückung optimiert diese innovative Form Ihre Arbeitsprozesse. Reduzieren Sie Arbeitsabläufe und minimieren Sie die Hands-on Time für die iFOB- und Calprotectin-Analytik.

Mit dem SENTiFIT® 800 und den SENTiFIT®-Probenröhrchen bietet Sysmex eine automatisierte Hochdurchsatz-Plattform der immunologischen Stuhldiagnostik – für schnelle und zuverlässige Ergebnisse.



SENTiFIT®, FOB Gold® und CALiaGold® sind Marken in verschiedenen Ländern, die exklusiv an SENTINEL CH. SpA lizenziert ist.

Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH · www.sysmex.de
Hersteller FOB Gold®, CALiaGold® und SENTiFIT® 800 Analyser: SENTINEL CH. SpA · www.sentinel diagnostics.com
Hersteller Atras R4 SL: T&O LabSystems GmbH & Co. KG · www.to-labsystems.com

www.sysmex.de/sentifit