

**Handelsname:** poch-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator****Handelsname****poch-pack L****1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Relevante identifizierte Verwendungen**

Für in-vitro Diagnostikum

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine Angaben verfügbar.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Adresse**

SYSMEX EUROPE SE

Bornbarch 1

D-22848 Norderstedt

Telefon-Nr. +49 (40) 527 26-0

Fax-Nr. +49 (40) 527 26-100

**Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt**

info@sysmex-europe.com

**1.4 Notrufnummer**

Für medizinische Auskünfte (in deutscher und englischer Sprache):

+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Hinweise zur Einstufung**

Das Produkt entspricht nicht den Kriterien für die Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Nicht relevant

**2.3 Sonstige Gefahren**

PBT-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

**3.2 Gemische****Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Nr. | Name des Stoffs                          |                                                               | Zusätzliche Hinweise |      |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|     | CAS / EG / Index / REACH Nr.             | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP)                               | Konzentration        | %    |
| 1   | <b>Dodecyltrimethylammoniumchlorid</b>   |                                                               |                      |      |
|     | 112-00-5<br>203-927-0<br>-<br>-          | Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318 | > 0,50 - < 1,00      | Gew% |
| 2   | <b>Trimethyloctadecylammoniumchlorid</b> |                                                               |                      |      |

Handelsname: poch-pack L

Aktuelle Version: 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022

Ersetzte Version: 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020

Region: DE

|                                 |                                                                                                                     |        |      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 112-03-8<br>203-929-1<br>-<br>- | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H311<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | < 0,50 | Gew% |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

| Nr. | Anmerkung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte | M-Faktor (akut) | M-Faktor (chronisch) |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2   | -         | -                                    | M = 10          | -                    |

**Schätzwerte Akute Toxizität (ATE)**

| Nr. | oral                    | dermal | inhalativ |
|-----|-------------------------|--------|-----------|
| 1   | 250 mg/kg Körpergewicht |        |           |

**3.3 Sonstige Angaben**

Organ. Quaternäres Ammoniumsalz: CAS 112-00-5, CAS 112-03-8

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

**Nach Einatmen**

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt**

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

**Nach Augenkontakt**

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).

**Nach Verschlucken**

Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflößt werden.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Keine Angaben verfügbar.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Kohlenmonoxid (CO)

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzanzug tragen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8). Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dämpfe nicht einatmen.

**Handelsname:** pochH-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE**Einsatzkräfte**

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt "Entsorgung" behandeln.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zu verringern. Das Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik möglich, so gestaltet werden, dass gefährliche Stoffe nicht frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann.

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Nach der Arbeit und vor Pausen Hände und Gesicht reinigen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen**

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

**Empfohlene Lagertemperatur**

Wert 2 - 35 °C

**Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

**Zusammenlagerungshinweise**

Keine bekannt.

**Lagerklasse gemäß TRGS 510**

10-13 Sonstige brennbare und nicht brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe, die nicht LGK 1-8 zugeordnet sind.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter**

Keine zu überwachenden Parameter vorhanden.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition****Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Keine Angaben verfügbar.

**Persönliche Schutzausrüstung****Atemschutz**

Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden. Sind keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende Atemschutzmaßnahmen zu treffen.

**Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

**Handelsname:** poch-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE**Handschutz**

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden (DIN EN 374). Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Chemieübliche Arbeitskleidung.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                             |       |      |
|-----------------------------|-------|------|
| Aggregatzustand             |       |      |
| flüssig                     |       |      |
| Form/Farbe                  |       |      |
| flüssig                     |       |      |
| farblos                     |       |      |
| Geruch                      |       |      |
| schwach                     |       |      |
| pH-Wert                     |       |      |
| Wert                        | 5,3   |      |
| Siedepunkt / Siedebereich   |       |      |
| Wert                        | 100   | °C   |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt |       |      |
| Wert                        | 0     | °C   |
| Zersetzungstemperatur       |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Flammpunkt                  |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Zündtemperatur              |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Entzündbarkeit              |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Untere Explosionsgrenze     |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Obere Explosionsgrenze      |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Dampfdruck                  |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Relative Dampfdichte        |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Relative Dichte             |       |      |
| Keine Daten vorhanden       |       |      |
| Dichte                      |       |      |
| Wert                        | 1,003 | g/ml |
| Bezugstemperatur            | 20    | °C   |
| Wasserlöslichkeit           |       |      |

**Handelsname:** poch-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE

|                  |         |                   |
|------------------|---------|-------------------|
| Wert             | 100     | % wässrige Lösung |
| Bezugstemperatur | 20      | °C                |
| Bemerkung        | löslich |                   |

**Löslichkeit**

Keine Daten vorhanden

**Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)**

Keine Daten vorhanden

**Kinematische Viskosität**

Keine Daten vorhanden

**Partikeleigenschaften**

Keine Daten vorhanden

**9.2 Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Keine Angaben verfügbar.

**10.2 Chemische Stabilität**

Keine Angaben verfügbar.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine Angaben verfügbar.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine Angaben verfügbar.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute orale Toxizität (Berechnungsergebnis Gemisch-ATE)****Nr. Name des Produkts****1** poch-pack L

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Das im durchgeführten Berechnungsverfahren gemäß Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP), Anhang I, Teil 3, Abschnitt 3.1.3.6. ermittelte Ergebnis liegt außerhalb der Werte, die gemäß Tabelle 3.1.1 zur Einstufung/Kennzeichnung des Gemisches führen (ATE oral > 2000 mg/kg). |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Akute orale Toxizität****Nr. Name des Stoffs****1** Dodecyltrimethylammoniumchlorid**CAS-Nr.****112-00-5****EG-Nr.****203-927-0**

|         |           |   |     |                        |
|---------|-----------|---|-----|------------------------|
| LD50    | 250       | - | 300 | mg/kg<br>Körpergewicht |
| Spezies | Ratte     |   |     |                        |
| Quelle  | Lieferant |   |     |                        |

**Akute dermale Toxizität**

Keine Daten vorhanden

**Akute inhalative Toxizität**

Keine Daten vorhanden

Handelsname: pochH-pack L

Aktuelle Version: 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022

Ersetzte Version: 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020

Region: DE

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Keimzell-Mutagenität</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                             |               |
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Name des Stoffs</b>          | <b>CAS-Nr.</b>                                                              | <b>EG-Nr.</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                 | Dodecyltrimethylammoniumchlorid | 112-00-5                                                                    | 203-927-0     |
| Art der Untersuchung                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Ames-Test                                                                   |               |
| Quelle                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Lieferant                                                                   |               |
| Bewertung/Einstufung                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |               |
| <b>Reproduktionstoxizität</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Karzinogenität</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Aspirationsgefahr</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                             |               |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                             |               |
| <b>Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition</b>                                                                                                                         |                                 |                                                                             |               |
| Einatmen der Dämpfe führt zur Reizung der Atemwege und Schleimhäute, Kopfschmerz, Übelkeit, Schwindelgefühl, Erbrechen. Produktkontakt mit den Augen kann zu Reizungen führen. Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. |                                 |                                                                             |               |

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Angaben verfügbar.

**Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Fischtoxizität (akut)</b>         |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Fischtoxizität (chronisch)</b>    |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Daphnientoxizität (akut)</b>      |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Daphnientoxizität (chronisch)</b> |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Algentoxizität (akut)</b>         |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Algentoxizität (chronisch)</b>    |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |
| <b>Bakterientoxizität</b>            |  |
| Keine Daten vorhanden                |  |

**Handelsname:** poch-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Angaben verfügbar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Angaben verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Angaben verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| PBT-Beurteilung  | Keine Daten vorhanden. |
| vPvB-Beurteilung | Keine Daten vorhanden. |

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Angaben verfügbar.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**12.8 Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt**

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

**Verpackung**

Verpackungen müssen restentleert werden und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 Transport ADR/RID/ADN**

Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

**14.2 Transport IMDG**

Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

**14.4 Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**14.5 Umweltgefahren**

Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Keine Angaben verfügbar.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU Vorschriften**

**Handelsname:** poch-pack L**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020**Region:** DE**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

**REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse**

Das Produkt enthält folgende(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen.

| Nr. | Name des Stoffs | CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Nr. |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | Natriumhydroxid | 1310-73-2 | 215-185-5 | 75  |
| 2   | Propan-2-ol     | 67-63-0   | 200-661-7 | 75  |

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen**

Das Produkt unterliegt nicht Anhang I, Teil 1 oder 2.

**Nationale Vorschriften****Wassergefährdungsklasse**

Klasse

2

Quelle

Einstufung gemäß AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).

**Sonstige Vorschriften**

BG Regel 195: "Regel für den Einsatz von Schutzhandschuhen"

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

**Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).**

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H301 | Giftig bei Verschlucken.                                          |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                            |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt.                                           |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                  |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.      |

**Datenblatt ausstellender Bereich**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: 040 / 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der UMCO GmbH.

Prod-ID 647114



---

**Handelsname:** pochH-pack L

**Aktuelle Version:** 1.1.1, erstellt am: 04.05.2022

**Ersetzte Version:** 1.1.0, erstellt am: 19.05.2020

**Region:** DE

---